


## Коммерческое предложение

### Гинекологическое кресло JW-G2000

(Южная Корея)

 JW Bio Science



**JW-G2000** – это современное гинекологическое кресло с расширенными функциональными возможностями, позволяющее проводить медицинский осмотр с наилучшим комфортом, как для врача, так и для пациента.

**Кресло JW-G2000** сконструировано таким образом, чтоб обеспечить максимальное количество положений для осмотров, мелких операций, проведение УЗИ или процедур.

Мощная тихая электрическая система регулировки позволяет настроить необходимое положение, изменяя высоту, наклоняя спинку и разводя подставки для ног



Управление осуществляется с максимальным комфортом и легкостью при помощи беспроводной панели из педалей или пульта. Наличие такого беспроводного регулирования обеспечивает отсутствие проводов на полу кабинета, что делает перемещение более безопасным. Изменение положения кресла совершается очень мягко и плавно. Наличие перил позволяет пациенту держаться или опереться об них во время обследования.


Гинекологическое кресло JW-G2000 очень простое при уходе, так как его покрытие сделано из синтетического полимерного материала, которое легко дезинфицировать.

Кресло имеет функцию памяти трех позиций, что позволяет пользователю быстро переключить положение с одного в другое в зависимости от вида исполняемой процедуры. Также гинекологическое кресло JW-G2000 может переходить в положение Тренделенбурга, опуская спинку на  $-11^{\circ}$ .

Кроме вышеперечисленных, в комплектацию гинекологического кресла входят емкости для ваты и инструментов, лоток для отходов и рама для подвески ширмы.

Для возможности дополнительного освещения исследуемой области рекомендуем купить опциональный аксессуар – LED светильник.

### Конфигурация



№	Название	Функция
1	Подголовник	Используется для поддержки головы пациента
2	Спинка	Используется для поддержки спины пациента
3	Опора для таза	Используется для поддержки ягодиц пациента
4	Подставка для ног	Используется для поддержки коленей пациента
5	Рукоятка	Ручка, за которую может держаться пациент
6	Отсек для бумаги	Место, где хранится бумага
7	Ручка фиксации	Ручка для фиксации кресла на полу
8	Ролик	Колесико для перемещения кресла
9	Разъем переключателя	Соединительный элемент ручного переключателя для
10	Розетка	
11	Вход питания	Используется для подключения вилки электропитания к креслу; имеет предохранители и главный выключатель питания
12	Контакт выравнивания потенциалов	Контакт кабеля для обеспечения выравнивания потенциалов между разными электрическими компонентами изделия
13	Приемник датчика	Принимающий компонент датчика, на который передаются сигналы от педального переключателя

### Техническая спецификация

№	Параметры	спецификация
1.	Габариты	690(Ш) мм × 1410(Д) мм
2.	Вес	около 180 кг
3.	Перемещение вверх/вниз	490 мм ~ 900 мм
4.	Угол вращения спинки	0° - 50° (±5°)
5.	Угол вращения (положение Тренделенбурга)	-11° - 5° (±3°)
6.	Угол вращения подставки для ног	-5° - 42° (±5°)
7.	Максимальный вес пациента	135 кг

### Стандартный комплект поставки

№	Описание	Кол-во	Цена, Сум
1.	Стол лечебный JW-G2000	1 шт.	По запросу
2.	Ручной переключатель	1 шт.	
3.	Бумага	1 шт.	
4.	Судно дренажное с мусоросборником	1 шт.	
6.	Рамка экрана анестезиологического	1 шт.	
7.	Ножной переключатель	1 шт.	
8.	Банка для щипцов и ваты	1 шт.	
<b>Итого с учетом НДС</b>			

### Условия поставки

№	Наименование	Условие
1.	Срок поставки	45-60 дней
2.	Условия поставки	Согласно договору
3.	Условия оплаты	Согласно договору
4.	Сведения о регистрации в РУз	Регистрация имеется
5.	Сведения об инсталляции, обучению и постгарантийному обслуживанию	Установка оборудования и обучение персонала на рабочем месте согласно условиям договора
6.	Гарантия	Гарантия на все оборудование 12 месяцев.