


Коммерческое предложение

Обогреватель медицинский детский CBW-1100

(Южная Корея)

 Bio Science



Назначение

CBW-1100 представляет собой систему с микропроцессорным управлением (ручным и автоматическим) функциями обогрева. Применяется в реанимационных палатах, родильных отделениях и палатах новорожденных. Поддерживает температуру тела новорожденного во время ухода и проведения реанимационных мероприятий.

Современные технологии

Аппарат позволяет с точностью регулировать тепловую среду для малыша и предотвратить, таким образом, его простуду. С этой системой вам будет значительно легче работать с пациентом при постоянном уходе за ним, а также в ситуации интенсивного лечения в операционной.

Оптимальные условия окружающей среды пациента обеспечиваются благодаря системе сервоуправления, которая автоматически регулирует температуру в зависимости от температуры тела ребёнка.

Безопасность

Полная интегрированная мультифункциональная автоматизированная панель управления, позволяет пользователю легко обнаружить неполадку посредством функции аварийной сигнализации. Таймер подает звуковой и визуальный сигнал ежеминутно, чтобы пользователь мог легко проверить текущее время нагрева.

В случае неисправной работы аппарата, включается функция самодиагностики.

Технические данные

Общий вес	97 кг
Блок питания	АС 220 Вт, 50/60 Гц
Потребление энергии	
Радиатор	650 Вт
Контрольная панель	45 Вт
Фотолампа	40 Вт
Галогенная лампа	20 Вт
Температура кожи	
Диапазон контролируемой температуры	35~37°C
Нормализация	0.1°C
Температура воздуха	
Контролируемый диапазон	30~38°C
Отображаемый диапазон	22~42°C
Нормализация	0.1°C
Индикатор температуры	ЖК Дисплей
Сигнальная функция	Сбой электропитания, сбой системы, сбой сенсоров, сбой температуры кожи и воздуха, перегрев
Отображаемый диапазон влажности	30~90%
Шкала Апгар	Отображаемый диапазон 1`99 минут, сигнал каждую минуту
Размер (см)	50x70x177
Фототерапевтическая лампа	20 Вт (2 штуки)
Галогенная лампа	50 Вт, 3000 люкс
Вращение верхней части аппарата	90° по обе стороны рентгена
Матрас	70см x 50см
Наклон нижней части аппарата (матрас)	0~10°
Размер полки для плёнок рентгена	25см x 30 см
Колёса	4 штуки, тормоза
Полка (в нижнем отсеке)	



Стандартный комплект поставки

№	Описание	Кол-во	Цена, Сум
1.	Обогреватель медицинский детский CBW-1100	1	По запросу
2.	Датчик температурный	1	
Итого с учетом НДС			
Опции по запросу			
1.	Корзина для принадлежностей		Цены по запросу
2.	Полка для принадлежностей		
3.	Стойка для внутривенных инфузий		
4.	Лампа флуоресцентная инфракрасная		

Условия поставки

№	Наименование	Условие
1.	Срок поставки	45-60 дней
2.	Условия поставки	Согласно договору
3.	Условия оплаты	Согласно договору
4.	Сведения о регистрации в РУз	Регистрация имеется
5.	Сведения об инсталляции, обучению и постгарантийному обслуживанию	Установка оборудования и обучение персонала на рабочем месте согласно условиям договора
6.	Гарантия	Гарантия на все оборудование 12 месяцев.