

## Коммерческое предложение

### ЛОР-комбайн М-1010



#### Описание

Лор-комбайн М-1010 является компактным аппаратом для выполнения необходимых функций по лечению и диагностике заболеваний в области оториноларингологии.

Аппарат может быть доукомплектован отдельной эндоскопической визуальной системой Medvision, которая предназначена для учета и отображения, определенных и отдельных областей органов пациентов на мониторе (вывод на экран одного изображения или нескольких одновременно).

#### Особенности

- Максимальная эффективность при минимальном размере
- Аппарат оснащен распылителем, отсосом, устройством нагрева

- Возможность установки дополнительного оборудования эндоскопической системы визуализации.
- Использование высококачественного изготовленного в Японии распылителя согласно потребностям клиента.
- Конструкция с достаточным пространством для обширного резервуара.
- По желанию легко адаптируется в стол.

#### Область применения

- Диагностика и лечение отоларингологических заболеваний
- Семейная медицина

### Технические характеристики стандартной комплектации Лор-комбайна М-1010

Наименование	Параметры
Система отсоса	Без масляного компрессора (100 Вт) Бутылка для отсоса (2500 см3)
Распыление	Прямого типа - 2шт и дугообразного типа – 1шт
Устройство для вентиляции, предотвращения запотевания	Для удаления водяной пыли с кончика эндоскопа и подогрева инструмента
Рабочая поверхность	Нержавеющая сталь
Кнопки управления	Основной включатель Стул (верх, вниз) Свет
Источник питания	220В, 50~60Гц
Потребление электропитания	1000 Вт +10%
Класс и тип	Класс 2, тип Б
Лицензия	№2
Воздушный компрессор	0~2 кгс/см2 (Макс 120мл/мин резервуарного типа)
Основная всасывающая трубка	700мм рт.ст (Макс 1,500мл/мин)
Размеры (ДхШхВ)	680x430x825
Вес	70 кг

*Технические характ ерист ики могут быт ь изменены без предварит ельного уведомления*

*Medvision- эндоскопическая сист ема, кот орая позволит визуализироват ь (на основании 4 снимков) сост ояние слизист ой оболочки носовой или слуховой полост ей, с целью подбора лекарст венного препарат а и выбора эффект ивной т ерапии.*

#### Комплектация/ Цена

№	Описание	Кол-во	Цена, дол США
	Лор-комбайн М-1010 включает:		
	Основной блок	1 шт.	
	Осветительная лампа	1 шт.	
	Медицинский сосуд (белый, коричневый, синий)	2/1/1 шт.	
	Комплект распылителей	2/1 шт.	
	Лоток для использованных инструментов с крышкой	1 шт.	
	Нагревательное устройство	1 шт.	
	79мм банка с крышкой/ без крышки	2/2 шт.	
	Основной отсосный сосуд (250 куб.см)	1 шт.	
	Стойка с 2 контейнерами для отходов	1 шт.	
	Medvision эндоскопическая визуальная система с CCD Camera, 1/3", 520K Pixel с отоскопом 4,50 на 0*	1	
	Негатоскоп	1	
	Кесло пациента	1	
	Стул врача	1	
	Отоскоп at Ø2.7, 90мм, 0°	1	
	Синускоп at Ø2.7, 175мм, 30°	1	
	Ларингоскоп at Ø6, 185мм, 70°	1	
<b>Итого:</b>			

*Стоимость оборудования актуальна на момент выдачи коммерческого предложения, дальнейшее изменение стоимости необходимо уточнять у вашего менеджера.*

#### Условия поставки

№	Наименование	Условие
1.	Срок поставки	30-60 дней
2.	Условия поставки	Согласно договору
3.	Условия оплаты	Согласно договору
4.	Сведения о регистрации в РУз	Имеется
5.	Сведения об инсталляции, обучению и пост гарантийному обслуживанию	Установка оборудования, доставка и обучение персонала на рабочем месте оплачиваются отдельно. Пост гарантийное техобслуживание – согласно заключенному договору сертифицированным сервисным центром.
7.	Гарантия	в течение 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию

ООО «ОрдаМед»  
Республика Узбекистан 100015, г.Ташкент, ул.Нукус 85/1  
E-mail: info@ordamed.uz. www.ordamed.uz  
моб.: +99899 884 70 76 +99899 884 70 74

